



#1 ZUBNÍMI LÉKAŘI NEJDOPORUČOVANĚJŠÍ  
ZNAČKA ZUBNÍCH KARTÁČKŮ NA SVĚTĚ



# NOVÝ GENIUS

## ČISTĚTE SI ZUBY TAK, JAK DOPORUČUJE VÁŠ ZUBNÍ LÉKAŘ.

S TECHNOLOGIÍ DETEKCE POLOHY  
PRO GENIÁLNÍ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ.



|                            | Mickey                                      | Vitality Frozen                             | Vitality StarWars                           | Vitality Cross Action                       | Vitality Cross Action+                      | Vitality 3D White                           | Vitality 3D White+                          | Vitality Sensitive                          | TriZone 500  | PRO 400  | PRO 500  | PRO 600  |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| Technologie čištění        | 2D - OSCILACE A ROTACE                      |   |   |   |   |   |   |   | 3D - OSCILACE, ROTACE A PULZACE  |  |  |  |
| Pohyby                     | 5 600<br>oslačně-rotáčnických<br>pohybů/min | 7 600<br>oslačně-rotáčnických<br>pohybů/min | 7 600<br>oslačně-rotáčnických<br>pohybů/min | 7 600<br>oslačně-rotáčnických<br>pohybů/min | 7 600<br>oslačně-rotáčnických<br>pohybů/min | 7 600<br>oslačně-rotáčnických<br>pohybů/min | 7 600<br>oslačně-rotáčnických<br>pohybů/min | 7 600<br>oslačně-rotáčnických<br>pohybů/min | 20 000<br>pulzací/min<br>a 8 800<br>oslačně-rotáčnických<br>pohybů/min | 20 000<br>pulzací/min<br>a 8 800<br>oslačně-rotáčnických<br>pohybů/min | 20 000<br>pulzací/min<br>a 8 800<br>oslačně-rotáčnických<br>pohybů/min | 20 000<br>pulzací/min<br>a 8 800<br>oslačně-rotáčnických<br>pohybů/min |
| Senzor tlaku               |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| Čisticí režim Daily Clean  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| Funkce navíc               | Hudební časovač<br>2 minut                  | Časovač<br>2 minut                          | Časovač<br>2 minut                          | Časovač<br>2 minut                          | Časovač<br>2 minut                          | Časovač<br>2 minut                          | Časovač<br>2 minut                          | Časovač<br>2 minut                          | Časovač<br>2 minut   | Časovač<br>2 minut   | Časovač<br>2 minut   | Časovač<br>2 minut   |
| Kartáčekové hlavy v balení |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  | nebo   | nebo  nebo   |
| Označení těla kartáčku     | D10   | D12   | D12   | D12   | D12   | D12   | D12   | D12   | D16  | D16  | D16u   | D16  |

ZUBNÍMI LÉKAŘI NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ ZNAČKA  
ELEKTRICKÝCH ZUBNÍCH KARTÁČKŮ NA SVĚTĚ







|   | TriZone 1000  | PRO 1000  | PRO 2000  | PRO 3000  | PRO 4000  | PRO 6000  | PRO 8000 GENIUS  | PRO 9000 GENIUS  | Oxyjet   | Integrované orální centrum Oxyjet +PRO 3000   |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| Technologie čištění                                     | 3D - OSCILACE, ROTACE A PULZACE                           |   |   |   |   |   |  |  | Ústní sprcha                                   | Ústní sprcha + 3D   |
| Pohyby  | 40 000 pulzací/min a 8 800 oscilačně-rotacních pohybů/min | 40 000 pulzací/min a 8 800 oscilačně-rotacních pohybů/min | 40 000 pulzací/min a 8 800 oscilačně-rotacních pohybů/min | 40 000 pulzací/min a 8 800 oscilačně-rotacních pohybů/min | 40 000 pulzací/min a 8 800 oscilačně-rotacních pohybů/min | 40 000 pulzací/min a 8 800 oscilačně-rotacních pohybů/min | 48 000 pulzací/min a 10 500 oscilačně-rotacních pohybů/min | 48 000 pulzací/min a 10 500 oscilačně-rotacních pohybů/min | Rotacní a lineární přímý proud                 | Ústní sprcha: rotační a lineární přímý proud. PRO 3000: 40 000 pulzací/min a 8 800 oscilačně-rotacních pohybů/min |
| Senzor tlaku  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  |  | ✓   |
| Vizualní senzor tlaku pro větší bezpečnost              | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  |  | ✓   |
| Čistící režim Daily Clean                               | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  |  | ✓   |
| Režim péče o dásně                                      |   |   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  |  | ✓   |
| Jemný režim Sensitive                                   |   |   |   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  |  | ✓   |
| Bělící režim Whitening                                  |   |   |   |   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  |  |   |
| Hlubkový režim Deep Clean                               |   |   |   |   |   | ✓   | ✓  | ✓  |  |   |
| Režim čištění jazyka                                    |   |   |   |   |   |   |  | ✓  |  |   |
| Bluetooth pro propojení se smartphonem                  |   |   |   |   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  |  |   |
| Držák na smartphone                                     |   |   |   |   |   |   | ✓  | ✓  |  |   |
| Cestovní pouzdro  |   |   |   |   |   | Klasické  | Prémiové   | Prémiové nabíjecí  |  |   |
| Detekce polohy pro vyčištění všech oblastí ústní dutiny |   |   |   |   |   |   | ✓  | ✓  |  |   |
| Li-ion baterie s delší výdrží                           |   |   |   |   |   |   | ✓  | ✓  |  |   |
| Bezdrátový displej Smart Guide                          |   |   |   |   |   | ✓   |  |  |  |   |
| Funkce navíc  | Časovač 2 minut   | Časovač 2 minut   | Časovač 2 minut   | Časovač 2 minut   | Časovač 2 minut   | Časovač 2 minut   | Časovač 2 minut  | Časovač 2 minut  | Masáž mikrobublínkami, trysky, nádobka na vodu | Masáž mikrobublínkami, trysky, nádobka na vodu, časovač 2 minut   |
| Kartáčekové hlavy v balení                              |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
| Označení těla kartáčku                                  | D20   | D20   | D20   | D20   | D21   | D36   | D701   | D701   | MD20   | OC20  |



| Kartáčková hlava                       | Cross Action  | Precision Clean  | Sensitive  | 3DWhite   | Floss Action  | TriZone   | Stages Power   | Oxyjet  |
|--|---|--|--|---|---|---|--|---|
| Lze používat se všemi rukojeťmi Oral-B | ✓   | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  |   |
| Popis                                  | 2 řady vláken osázených pod úhlem 16 stupňů a uspořádaných proti sobě pronikají mezi zuby a pak účinněji odstraňují plak. | Hlavice ve tvaru kalíšku pro odstranění plaku a masáž dásní. | Jemné čištění zanícených nebo ustoupých dásní, u parodontitidy, nebo u citlivých zubů. | Speciálně navržená leštící vložka drží pastu uvnitř a účinně odstraňuje skvrny, čímž zuby přirozeně bělí. | Unikátní vlákna Micropulse dosahují hluboko do mezizubních prostor a pomáhají odstraňovat zubní plak. Doporučuje se každému, kdo vyžaduje obzvláště důkladné čištění mezizubních prostor. | Třízónová technologie pro vynikající odstraňování zubního plaku i v mezizubních prostorech. | Menší kartáčkové hlavy a speciální vlákna zajišťují super šetrné čištění, uzpůsobené speciálně pro malá dětská ústa a dětské zuby. Doporučuje se pro děti od věku 6 let. | Mísením vzduchu a vody vznikají mikrobublínky, které působí na bakterie odpovědné za vznik zubního plaku. |
| Přínos                                 | Dokonale zkosená vlákna odstraňují až o 100 % více zubního plaku.*  | Odstraňuje až 5x více zubního plaku podél linie dásní.*      | Špičková čistota* s extra měkkými vlákny.  | Vybělí zuby odstraňováním povrchových skvrn.  | Špičková čistota mezizubních prostor s unikátními vlákny Micropulse.*   | Čistější zuby a zdravější dásně.*   | 9 z 10 dětí si čistí zuby déle.**  | Odstraňuje bakterie podél linie dásní a pod ní. Šetrně odstraňuje zbytky jídla z těžko přístupných míst.  |
| Označení                               | EB50  | EB20   | EBS17  | EB18  | EB25  | EB30  | EB10   | EB17  |
| Počet ks v balení                      | 2 ks 4 ks 8 ks  | 2 ks 3 ks 4 ks 8 ks  | 2 ks   | 2 ks 4 ks   | 2 ks 4 ks   | 2 ks 4 ks   | 2 ks   | 4 ks  |

\* v porovnání s běžným manuálním zubním kartáčkem

\*\* pokud se používá s časovačem Disney Magic

ZUBNÍMI LÉKAŘI NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ ZNAČKA  
ELEKTRICKÝCH ZUBNÍCH KARTÁČKŮ NA SVĚTĚ

